




실케어 숨쉬는 라이너

쾌적한 피부와 소켓 안정성을 위한 통기성 기술

Silcare Breathe Liner

Blatchford
Mobility Made Possible

혁신적인 땀 배출 라이너

라이너 기술의 새로운 방향

의지를 최적으로 사용하기 위해서는 소켓과 환부를 어떻게 편안하고 안전하게 연결하는가에 중점을 두고 있습니다.

현대 라이너 기술은 우수한 쿠션감이 있지만 단열재 역할을 하여 통기성이 없어 습기로 인해 마찰이 발생하여 라이너 내부 온도를 높입니다.


공기, 땀 및 불필요한 움직임으로 인해 일체감이 떨어질 수 있으며, 잠재적으로 이동성과 환부 피부 건강에 영향을 미치게 됩니다.

Silcare Breathe의 특허 기술은 라이너와 피부 사이에 자주 발생하는 공기와 땀이 특별히 설계된 레이저 천공을 통해 빠져나가게 하여 편안함과 안정성을 발휘합니다.



통기성 기술 Breathable Technology 은

- ✓ 환부와 라이너 사이의 마찰을 감소
- ✓ 고유수용성 감각을 향상
- ✓ 장시간 피로하지 않은 편안함
- ✓ 지속적인 열 관리로 항상 쾌적한 환부



통기성 기술 Breathable Technology 은


인체는 신체를 냉각 할 때 혈류를 표면과 가깝게 이동시켜 몸을 식히고 이것이 충분하지 않을때 증발에 의해 냉각을 증가시키기 위해 땀을 생성합니다.

체온조절의 필요성은 절단 환자에게 더욱 중요하며, 신체 온도 조절의 부족은 여러가지 부정적인 요소를 초래합니다.

절단자는 걷는데 **더 많은 에너지를 소모** (하퇴 20-40%)

신체 표면적 감소로 인해 냉각능력 손상

소켓/라이너는 **절연체 역할**



상승된 피부 온도는 절단 환자의 **편안함에 영향을 줄 수 있으며 절단단 피부 손상의 발생과 관련될 수 있습니다.**

열 축적과 피부 온도의 상승은 **피부 문제의 가능성을 급격하게 증가시킵니다.**


의족 내부의 열과 땀은 **삶의 질을 저하시키는 가장 흔한 원인입니다.**

실케어 숨쉬는 라이너는 이러한 문제를 해결하도록 설계되었습니다. 레이저 천공이 피부에서 수분을 제거하여 사용자에게 편안하고 시원하며 안정적인 착용감을 보장합니다.



상 세 정 보

- 활동등급 : K 3-4
- 절단등급 : 하퇴 절단자
- 측정위치 : 절단단 원위부 4cm 상단 둘레



사이즈 선택 가이드

제품 사이즈	22	23.5	25	26.5	28	30	32	34	36	40
환부 둘레(cm)	20-23.5	23.6-25	25.1-26.5	26.6-28	28.1-30	30.1-32	32.1-34	34.1-36	36.1-40	40.1-42

blatchford : www.blatchford.co.uk/

blatchford(korea) : stephenlim47.wixsite.com/blatchford

QR코드를 스캔해보세요 !



성림교역



.....

Blatchford 
Mobility Made Possible